



Safety information for Catalyst* SmartQC* Reagent (24-0018477-00, 24-0018432-00)



Choose your language

Choisissez votre langue

Scegli la lingua

Seleccione su idioma Wählen

Sie Ihre Sprache aus

Seleccione su idioma

Wybierz język

Kies je taal

Zvolte jazyk

选择你的语言

選擇您的語言

언어를 선택하세요

เลือกภาษาของท่าน

言語を選択してください

English	Deutsch	Polski	한국
Français	Português do Brasil	简体中文	ภาษาไทย
Italiano	Čeština	繁體中文	日本語
Español	Nederlands		

Safety information for Catalyst* SmartQC* Reagent (24-0018477-00, 24-0018432-00)



Part number	Safety codes	Hazard statement	Prevention	Response	Storage	Disposal
High glucose concentration 24-0018477-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	May cause an allergic skin reaction; harmful to aquatic life; harmful to aquatic life with long-lasting effects	Avoid breathing mist/vapors; contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace; avoid release to the environment; wear protective gloves	If on skin: wash with plenty of water; wash contaminated clothing before reuse. If skin irritation or rash occurs: get medical advice/attention	Store refrigerated	Dispose of contents/ container in accordance with local/regional/national/ international regulations
Low glucose concentration 24-0018432-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	May cause an allergic skin reaction; harmful to aquatic life; harmful to aquatic life with long-lasting effects	Avoid breathing mist/vapors; contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace; avoid release to the environment; wear protective gloves	If on skin: wash with plenty of water; wash contaminated clothing before reuse. If skin irritation or rash occurs: get medical advice/attention	Store refrigerated	Dispose of contents/ container in accordance with local/regional/national/ international regulations

Note: Cups should remain attached and stored together per product instructions.

If you have questions about this letter or additional safety concerns, email productcompliance@idexx.com.
For other product-related questions, please reach out to your local customer support team.

Informations de sécurité concernant les réactifs Catalyst* SmartQC* (24-0018477-00, 24-0018432-00)



Numéro de référence	Codes de sécurité	Mention de danger	Prévention	Réponse	Stockage	Élimination
Concentration élevée de glucose 24-0018477-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	Peut provoquer une allergie cutanée ; nocif pour les organismes aquatiques ; nocif pour les organismes aquatiques avec effets de longue durée	Éviter de respirer de la poussière/vapeur ; les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail ; éviter le rejet dans l'environnement ; porter des gants de protection	En cas de contact avec la peau : rincer abondamment à l'eau ; laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin	Conserver au réfrigérateur	Éliminer le contenu/ récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales
Faible concentration de glucose 24-0018432-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	Peut provoquer une allergie cutanée ; nocif pour les organismes aquatiques ; nocif pour les organismes aquatiques avec effets de longue durée	Éviter de respirer de la poussière/vapeur ; les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail ; éviter le rejet dans l'environnement ; porter des gants de protection	En cas de contact avec la peau : rincer abondamment à l'eau ; laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin	Conserver au réfrigérateur	Éliminer le contenu/ récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales

Remarque : Les cupules doivent rester attachées et stockées ensembles conformément aux instructions du produit.

Si vous avez des questions à propos sur ce document ou des préoccupations supplémentaires en matière de sécurité, envoyez un email à productcompliance@idexx.com. Pour toute autre question relative au produit, veuillez contacter l'équipe de votre support technique local.

Informazioni di sicurezza per il reagente Catalyst* SmartQC* (24-0018477-00, 24-0018432-00)



Codice articolo	Codici di sicurezza	Indicazioni di pericolo	Prevenzione	Risposta	Conservazione	Smaltimento
Concentrazione di glucosio elevata 24-0018477-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	Può provocare una reazione allergica cutanea; nocivo per gli organismi acquatici; nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	Evitare di respirare vapori/nebulizzazioni; gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro; non disperdere nell'ambiente; indossare guanti protettivi	In caso di contatto con la pelle: lavare con abbondante acqua; lavare gli indumenti contaminati prima del riutilizzo. In caso di irritazione o eruzione cutanea: rivolgersi a un medico.	Conservare in frigorifero	Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale
Concentrazione di glucosio bassa 24-0018432-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	Può provocare una reazione allergica cutanea; nocivo per gli organismi acquatici; nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	Evitare di respirare vapori/nebulizzazioni; gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro; non disperdere nell'ambiente; indossare guanti protettivi	In caso di contatto con la pelle: lavare con abbondante acqua; lavare gli indumenti contaminati prima del riutilizzo. In caso di irritazione o eruzione cutanea: rivolgersi a un medico.	Conservare in frigorifero	Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale

Nota: conservare i recipienti ben fissati insieme, come da istruzioni d'uso del prodotto.

Per qualsiasi domanda sulla presente informativa o per qualsiasi ulteriore problema di sicurezza, inviare una e-mail all'indirizzo productcompliance@idexx.com.
Per altre domande relative al prodotto, contattare l'assistenza clienti di zona.

Información de seguridad para el reactivo Catalyst* SmartQC* (24-0018477-00, 24-0018432-00)




Número de parte	Códigos de seguridad	Indicaciones de peligro	Precauciones	Respuesta	Almacenamiento	Eliminación
Alta concentración de glucosa 24-0018477-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos. Nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos.	Evitar respirar los vapores. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Evitar la liberación en el medio ambiente. Manipular con guantes de protección.	En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. Lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla. En caso de irritación o erupción cutánea, consultar a un médico.	Almacenar refrigerado.	Desechar el contenido/ recipiente de acuerdo con las normativas locales/ regionales/nacionales/ internacionales.
Baja concentración de glucosa 24-0018432-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos. Nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos.	Evitar respirar los vapores. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Evitar la liberación en el medio ambiente. Manipular con guantes de protección.	En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. Lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla. En caso de irritación o erupción cutánea, consultar a un médico.	Almacenar refrigerado.	Desechar el contenido/ recipiente de acuerdo con las normativas locales/ regionales/nacionales/ internacionales.

Nota: Los pocillos deben permanecer unidos y almacenados juntos conforme a las instrucciones del producto.

Si tiene alguna duda sobre este documento u otras cuestiones relacionadas con la seguridad del producto, envíe un correo electrónico a productcompliance@idexx.com.

Para cualquier otra duda relacionada con el producto, póngase en contacto con su equipo local de servicio técnico.

Sicherheitshinweise für Catalyst* SmartQC* Reagenz (24-0018477-00, 24-0018432-00)




Artikelnummer	Sicherheitscode	Gefahrenhinweis	Prävention	Maßnahmen	Lagerung	Entsorgung
Niedrige Glukosekonzentration 24-0018477-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	Kann allergische Hautreaktionen verursachen; Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung	Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden; kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen; Freisetzung in die Umwelt vermeiden; Schutzhandschuhe tragen	Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser waschen; Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen Bei Hautreizung oder -ausschlag: Sofort ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen	Gekühlt lagern	Inhalt/Behälter gemäß den lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Richtlinien entsorgen
Niedrige Glukosekonzentration 24-0018432-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	Kann allergische Hautreaktionen verursachen; Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung	Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden; kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen; Freisetzung in die Umwelt vermeiden; Schutzhandschuhe tragen	Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser waschen; Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen Bei Hautreizung oder -ausschlag: Sofort ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen	Gekühlt lagern	Inhalt/Behälter gemäß den lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Richtlinien entsorgen

Hinweis: Die Becher sollten verbunden und gemeinsam gemäß der Gebrauchsanweisung aufbewahrt werden.

Sollten Sie Fragen zu diesem Dokument oder weitere Sicherheitsbedenken haben, senden Sie eine E-Mail an productcompliance@idexx.com. Für alle weiteren Fragen bezüglich des Produkts, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst vor Ort.

Veiligheidsinformatie voor Catalyst* SmartQC*-reagens (24-0018477-00, 24-0018432-00)



Artikelnummer	Sicherheitscode	Gefahrenhinweis	Prävention	Maßnahmen	Lagerung	Entsorgung
Hoge glucose-concentratie 24-0018477-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	Kan een allergische huidreactie veroorzaken; schadelijk voor in het water levende organismen; schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen	Vermijd inademen van nevel/dampen; verontreinigde werkkleding mag de werkplek niet verlaten; voorkom lozing in het milieu; draag beschermende handschoenen	Indien op de huid: wassen met veel water; verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen	Gekoeld bewaren	Inhalt/Behälter gemäß den lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Richtlinien entsorgen
Lage glucose-concentratie 24-0018432-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	Kan een allergische huidreactie veroorzaken; schadelijk voor in het water levende organismen; schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen	Vermijd inademen van nevel/dampen; verontreinigde werkkleding mag de werkplek niet verlaten; voorkom lozing in het milieu; draag beschermende handschoenen	Indien op de huid: wassen met veel water; verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen	Gekoeld bewaren	Inhalt/Behälter gemäß den lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Richtlinien entsorgen

W

Opmerking: Cups moeten bevestigd blijven en samen bewaard worden volgens de productinstructies.

Als u vragen heeft over deze brief of als u aanvullende veiligheidsproblemen heeft, kunt u een e-mail sturen naar productcompliance@idexx.com.
Voor andere productgerelateerde vragen kunt u contact opnemen met uw lokale klantenondersteuning.

Informações de segurança para o reagente Catalyst* SmartQC*

(24-0018477-00, 24-0018432-00)



Número de partida	Códigos de segurança	Declaração de Risco	Prevenção	Resposta	Armazenamento	Descarte
Concentração alta de glicose 24-0018477-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	Pode causar uma reação alérgica na pele; prejudicial à vida aquática; prejudicial à vida aquática com efeitos duradouros	Evite respirar névoas/ vapores; roupas de trabalho contaminadas não devem sair do local de trabalho; evite a liberação para o meio ambiente; use luvas de proteção	Se em contato com a pele: lave em água corrente; lave as roupas contaminadas antes de usá-las novamente. Se ocorrer irritações ou erupções na pele: busque ajuda/orientação médica	Armazene refrigerado	Descarte o conteúdo/ recipiente de acordo com os regulamentos locais/ regionais/nacionais/ internacionais
Concentração baixa de glicose 24-0018432-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	Pode causar uma reação alérgica na pele; prejudicial à vida aquática; prejudicial à vida aquática com efeitos duradouros	Evite respirar névoas/ vapores; roupas de trabalho contaminadas não devem sair do local de trabalho; evite a liberação para o meio ambiente; use luvas de proteção	Se em contato com a pele: lave em água corrente; lave as roupas contaminadas antes de usá-las novamente. Se ocorrer irritações ou erupções na pele: busque ajuda/orientação médica	Armazene refrigerado	Descarte o conteúdo/ recipiente de acordo com os regulamentos locais/ regionais/nacionais/ internacionais

Nota: Os copos devem permanecer anexados e armazenados juntos de acordo com as instruções do produto.

Se tiver dúvidas sobre estas instruções ou questões de segurança adicionais, envie um e-mail para productcompliance@idexx.com. Para outras perguntas relacionadas ao produto, entre em contato com sua equipe de suporte técnico local.

Bezpečnostní informace pro reagent Catalyst* SmartQC*

(24-0018477-00, 24-0018432-00)



Číslo dílu	Bezpečnostní kódy	Bezpečnostní upozornění	Prevence	Reakce	Uchování	Likvidace
Vysoká koncentrace glukózy 24-0018477-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	Může vyvolat alergickou kožní reakci; škodlivý pro vodní organismy; škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky	Zamezte vdechování mlhy nebo výparů; kontaminovaný pracovní oděv nesmí být vnesen z pracoviště; zamezte uvolnění do prostředí; noste ochranné rukavice	Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody; kontaminovaný oděv před opakovaným použitím vyperte Při podráždění kůže nebo vyrážce: vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření	Skladujte v chladničce	Obsah/kontejner zlikvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy
Nízká koncentrace glukózy 24-0018432-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	Může vyvolat alergickou kožní reakci; škodlivý pro vodní organismy; škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky	Zamezte vdechování mlhy nebo výparů; kontaminovaný pracovní oděv nesmí být vnesen z pracoviště; zamezte uvolnění do prostředí; noste ochranné rukavice	Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody; kontaminovaný oděv před opakovaným použitím vyperte Při podráždění kůže nebo vyrážce: vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření	Skladujte v chladničce	Obsah/kontejner zlikvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy

Poznámka: Kelímky musí zůstat připojené a skladované společně podle pokynů k výrobku.

Pokud máte dotazy k tomuto dokumentu nebo další obavy o bezpečnost, zašlete e-mail na productcompliance@idexx.com.
V případě dalších dotazů týkajících se výrobku se obraťte na místní tým zákaznické podpory.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa odczynnika Catalyst* SmartQC*

(24-0018477-00, 24-0018432-00)



Numer katalogowy	Kody bezpieczeństwa	Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia	Zapobieganie	Reagowanie	Przechowywanie	Utylizacja
Wysokie stężenie glukozy 24-0018477-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	Może powodować reakcję alergiczną skóry; działa szkodliwie na organizmy wodne; działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki	Unikać wdychania mgły/par; zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wnosić poza miejsce pracy; unikać uwolnienia do środowiska; stosować rękawice ochronne	W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody; wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza	Przechowywać w lodówce	Zawartość/pojemnik zutilizować zgodnie z przepisami lokalnymi/ regionalnymi/krajowymi/ międzynarodowymi
Niskie stężenie glukozy 24-0018432-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	Może powodować reakcję alergiczną skóry; działa szkodliwie na organizmy wodne; działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki	Unikać wdychania mgły/par; zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wnosić poza miejsce pracy; unikać uwolnienia do środowiska; stosować rękawice ochronne	W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody; wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza	Przechowywać w lodówce	Zawartość/pojemnik zutilizować zgodnie z przepisami lokalnymi/ regionalnymi/krajowymi/ międzynarodowymi

Uwaga: Kubeczki powinny pozostać połączone i przechowywane razem zgodnie z instrukcją użycia.

W przypadku pytań dotyczących tego dokumentu lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa prosimy o kontakt pod adresem productcompliance@idexx.com.
W przypadku innych pytań dotyczących produktu prosimy o kontakt z lokalnym zespołem obsługi klienta.

Catalyst* SmartQC* 试剂安全信息

(24-0018477-00, 24-0018432-00)



产品编号	安全代码	危险性说明	预防措施	事故响应	储存	废弃处置
高浓度葡萄糖 24-0018477-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	可能导致皮肤过敏反应; 对水生生物有害;对水生生物有害并具有长期影响	避免吸入雾气/蒸气;受沾染的工作服不得带出工作场地;避免释放到环境中;戴防护手套	如接触到皮肤:请用大量水冲洗;受沾染的衣服洗净后才能使用。如果发生皮肤刺激或皮疹,请就医	冷藏储存	按照地方/区域/国家/国际法规处置内装物/容器
低浓度葡萄糖 24-0018432-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	可能导致皮肤过敏反应; 对水生生物有害;对水生生物有害并具有长期影响	避免吸入雾气/蒸气;受沾染的工作服不得带出工作场地;避免释放到环境中;戴防护手套	如接触到皮肤:请用大量水冲洗;受沾染的衣服洗净后才能使用。如果发生皮肤刺激或皮疹,请就医	冷藏储存	按照地方/区域/国家/国际法规处置内装物/容器

注意: 请根据产品说明整体存放, 不要拆分各试剂杯。

如果您对本说明存有任何疑问或有其他安全疑虑, 请发送电子邮件至 productcompliance@idexx.com。
与产品相关的其他问题, 请联系您当地的客户支持团队。

Catalyst* SmartQC* 試劑安全資訊

(24-0018477-00, 24-0018432-00)



物件編號	安全代碼	危害聲明	預防	反應	儲存	處置
高濃度葡萄糖 24-0018477-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	可能造成過敏性皮膚反應; 對水生生物有害;對水生生物有害並具有長期持續影響	避免吸入霧氣/蒸氣;受污染的工作衣物不可穿出工作區外;避免釋放到環境中;穿戴保護性手套	如果誤觸皮膚:請用大量的水沖洗;受污染的衣物請於洗淨後再使用。如果發生皮膚刺激不適或皮疹:就醫尋求建議	冷藏儲存	依照當地/地區/國家/國際法規丟棄內容物/容器
低濃度葡萄糖 24-0018432-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	可能造成過敏性皮膚反應; 對水生生物有害;對水生生物有害並具有長期持續影響	避免吸入霧氣/蒸氣;受污染的工作衣物不可穿出工作區外;避免釋放到環境中;穿戴保護性手套	如果誤觸皮膚:請用大量的水沖洗;受污染的衣物請於洗淨後再使用。如果發生皮膚刺激不適或皮疹:就醫尋求建議	冷藏儲存	依照當地/地區/國家/國際法規丟棄內容物/容器

注意:試劑杯應依照產品說明保持彼此相連並一起儲存。

如果您對此說明有任何疑問或其他安全疑慮,請寫電子郵件至 productcompliance@idexx.com。
其他產品相關問題,請洽詢您當地的客戶支援團隊。

Catalyst* SmartQC*(정도관리) 시약에 대한 안전 정보 (24-0018477-00, 24-0018432-00)



부품 번호	안전 코드	유해/위험	예방 조치	응급 조치	보관/저장	폐기 처분
높은 포도당 농도 24-0018477-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	피부 알레르기 반응을 일으킬 수 있음. 수중 생물에 유해함. 수중 생물에 대한 유해성은 장기간 그 효과가 지속됨.	미스트/증기를 흡입하지 마십시오. 오염된 작업복은 작업장 밖으로 반출하지 않아야 합니다. 자연환경에 유출하지 않도록 하십시오. 보호 장갑을 착용하십시오.	피부에 닿았을 경우, 물로 충분히 씻어주십시오. 오염된 작업복은 재사용하기 전에 세탁하십시오. 피부 자극 또는 홍반이 나타날 경우, 의학적인 조치/조언을 받으십시오.	냉장 보관	관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.
낮은 포도당 농도 24-0018432-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	피부 알레르기 반응을 일으킬 수 있음. 수중 생물에 유해함. 수중 생물에 대한 유해성은 장기간 그 효과가 지속됨.	미스트/증기를 흡입하지 마십시오. 오염된 작업복은 작업장 밖으로 반출하지 않아야 합니다. 자연환경에 유출하지 않도록 하십시오. 보호 장갑을 착용하십시오.	피부에 닿았을 경우, 물로 충분히 씻어주십시오. 오염된 작업복은 재사용하기 전에 세탁하십시오. 피부 자극 또는 홍반이 나타날 경우, 의학적인 조치/조언을 받으십시오.	냉장 보관	관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

주의: 모든 컵은 제품 지침에 따라 함께 부착된 상태로 보관해야 합니다.

본 문서의 내용에 대해 궁금한 점이 있으시거나 다른 안전 관련 우려 사항이 있는 경우 productcompliance@idexx.com으로 이메일을 보내주십시오. 기타 제품 관련 문의 사항은 해당 지역 고객 지원 팀으로 문의해 주시기 바랍니다.

ข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับ Catalyst* SmartQC* Reagent (24-0018477-00, 24-0018432-00)



หมายเลขชิ้นส่วน	รหัสความปลอดภัย	ข้อความแสดงความเป็นอันตราย	การป้องกัน	การตอบสนอง	การเก็บรักษา	การกำจัด
ความเข้มข้นของ กลูโคสสูง 24-0018477-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	อาจก่อให้เกิดอาการแพ้บริเวณ ผิวหนัง อาจมีอันตรายต่อสิ่ง มีชีวิตที่อาศัยในน้ำ อาจเป็น อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยใน น้ำและส่งผลกระทบต่อในระยะยาว	หลีกเลี่ยงการสูดหายใจเอาควัน/ ไอเข้าสู่ร่างกาย ไม่นำชุดที่ปน เปื้อนสารออกนอกสถานที่ปฏิบัติ งาน หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่ง แวดล้อม และสวมถุงมือป้องกัน	หากสัมผัสบริเวณผิวหนัง: ให้ ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ชักล้าง เสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำมาใช้ สวมใส่ใหม่ หากเกิดการระคาย เคืองผิวหนังหรือมีผื่นขึ้น: ให้รีบ พบแพทย์	เก็บในที่เย็น	การกำจัดสารเคมี/ภาชนะบรรจุ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ท้องถิ่น/ภูมิภาค/ระดับชาติ/ ระหว่างประเทศ
ความเข้มข้นของ กลูโคสต่ำ 24-0018432-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	อาจก่อให้เกิดอาการแพ้บริเวณ ผิวหนัง อาจมีอันตรายต่อสิ่ง มีชีวิตที่อาศัยในน้ำ อาจเป็น อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยใน น้ำและส่งผลกระทบต่อในระยะยาว	หลีกเลี่ยงการสูดหายใจเอาควัน/ ไอเข้าสู่ร่างกาย ไม่นำชุดที่ปน เปื้อนสารออกนอกสถานที่ปฏิบัติ งาน หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่ง แวดล้อม และสวมถุงมือป้องกัน	หากสัมผัสบริเวณผิวหนัง: ให้ ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ชักล้าง เสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำมาใช้ สวมใส่ใหม่ หากเกิดการระคาย เคืองผิวหนังหรือมีผื่นขึ้น: ให้รีบ พบแพทย์	เก็บในที่เย็น	การกำจัดสารเคมี/ภาชนะบรรจุ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ท้องถิ่น/ภูมิภาค/ระดับชาติ/ ระหว่างประเทศ

หมายเหตุ: ไม่แยกส่วนประกอบของน้ำยาและเก็บไว้ด้วยกันตามคำแนะนำผลิตภัณฑ์

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้หรือมีความกังวลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม ให้ส่งอีเมลไปที่ productcompliance@idexx.com.
สำหรับคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อทีมดูแลลูกค้าท้องถิ่นของคุณ

カタリスト(Catalyst*)SmartQC*試薬に関する安全性情報 (24-0018477-00, 24-0018432-00)



部品番号	安全規格	危険有害性情報	予防	対応	保管	廃棄
高グルコース 濃度 24-0018477-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	アレルギー性の皮膚反応を 引き起こすことがあります。 水生生物に有害です。水生 生物に長期にわたり有害な 影響があります。	ミスト/蒸気の吸入を避け ること; 汚染された作業衣 を作業場から出さないこと; 環境への放出を避けること; 保護手袋を着用すること。	皮膚に付着した場合: 多量の 水で洗ってください。汚染さ れた衣服は再使用する前に 洗濯してください。皮膚刺激 または発疹が生じた場合: 医 師の診断、処置を受けてく ださい。	冷蔵保存	内容物や容器は、地域、国、 国際的な規制に従って廃棄 してください。
低グルコース 濃度 24-0018432-00	H317; H402; H412; P261; P272; P273; P280; P302 + P350; P363; P333 + P313; P501	アレルギー性の皮膚反応を 引き起こすことがあります。 水生生物に有害です。水生 生物に長期にわたり有害な 影響があります。	ミスト/蒸気の吸入を避け ること; 汚染された作業衣 を作業場から出さないこと; 環境への放出を避けること; 保護手袋を着用すること。	皮膚に付着した場合: 多量の 水で洗ってください。汚染さ れた衣服は再使用する前に 洗濯してください。皮膚刺激 または発疹が生じた場合: 医 師の診断、処置を受けてく ださい。	冷蔵保存	内容物や容器は、地域、国、 国際的な規制に従って廃棄 してください。

注意: 試薬カップは分解せずに保管してください。

この文書または追加の安全上の問題についてご質問がある場合は、productcompliance@idexx.comまで電子メールをお送りください。
製品に関するその他の質問については、アイデックス テクニカルサポートへお問い合わせください。